

W60020AM

ホスケアトイレ抗菌 (プレミアムタイプ)

吸収量：約600ml 1箱：20枚入 / 1カートン：18箱入
袋：65×38cm / 箱：20×11.5×11.5cm / カートン：42×37.5×36.5cm
袋：ポリエチレン（抗菌加工） / パッド：高吸収性ポリマー、セルロース



719070：ホスケアトイレ抗菌 (20枚ロールタイプ)

- コンパクトで備蓄しやすい
- 袋内での菌の増殖を防ぐ
- パッドでかんたん凝固
- ひも付きの袋で簡単処理
- 気になる悪臭を軽減
- 院内感染予防に
- 尿を約600ml吸水&ジェル化
- ポータブルトイレの洗浄不要

ロール状で
箱がコンパクト



ベッドパンや
ポータブルトイレにも



使用方法

*トイレには流さないでください。

<p>1</p> <p>箱を開けて最初の一枚を切り離してください。中に入っているパッドが尿を吸収し固めます。</p>	<p>2</p> <p>袋を便器もしくは便座にかぶせ、パッドを底面にセットし用をたしてください。</p>	<p>3</p> <p>使用後は袋を外し、ひもを引っ張って袋を閉じます。念のため袋自体を縛ることをお勧めします。廃棄方法は自治体の指示にしたがってください。</p>
--	--	--

第三者機関による試験 実施済

抗菌 袋自体に抗菌加工がされているので菌の増殖を抑えます。

耐熱 耐冷 耐熱温度110℃ 耐冷温度-30℃が証明されています。

アンモニア発生抑制 尿を吸収し固めることで尿素などの悪臭の原因となる物質（アンモニア等）への変化を遅らせます。

ホスケアトイレ(抗菌)個包装

SERIES



719069 : ホスケアトイレ抗菌 (個包装)

避難所運営等での課題は運営人員です。

避難所運営者もまた被災者の1人である中、

避難者に24時間、使用方法などを、教え続ける事はできませんでしょうか？

この個包装シリーズは、運営における配布オペレーションを簡素化できる、災害備蓄管理士監修の製品となっております。

Point
1

配布に悩まない！使用方法もイラストにて紹介。

1枚入りの個包装により衛生的で配布オペレーションが簡単です。

Point
2

子供から高齢者までの安心設計。凝固剤不使用！

- ① 袋から取り出し、便座に被せるだけ(シート装着済み)
- ② 従来のトイレ備蓄では排泄後、凝固剤をふりかけるタイプが多いです。結果、凝固剤が手に付着しての誤飲や、幼児・児童・高齢者による飲食物と勘違いし誤飲などの事故が発生する可能性があります。当製品はシートタイプで袋に装着済みの為、誤飲等の事故を誘発する可能性が極めて低い設計となります。



Point
3

多言語対応！外国の方にもご使用いただけます。

使用方法には日本語の他、英語による記載が、パッケージの中面にあります。



防災啓発にもお薦め！

商品コード：719068 商品名：ホスケアトイレ抗菌(セット)
セット内容：ホスケアトイレ抗菌(個装)×6枚、
ニトリルゴム手袋×2双、ゴミ袋×1袋

【販売総代理店】

S.W.S 株式会社 湘南ワイバーサプライ

【本社】〒245-0018 神奈川県横浜市泉区上飯田町286番地1
TEL:045-803-6155 FAX:045-804-6795

【山梨支店】〒400-0043 山梨県甲府市国母4丁目15-15
TEL:055-288-1778 FAX:055-288-1769

企画協力：NEXT BOUSA



セット事例：海老名市(中央一丁目自治会様 / 1200世帯)
*ご希望：ポストに入るサイズで配布したい。

コロナ禍により自治会活動が縮小を余儀されている中、防災啓発や地域防災力向上の一環で、本商品を様々な組み合わせで会員様に配布するなどでも採用されております。会員様のメリットにもつながり大変ご好評です。ご予算に応じて御提案申し上げます。また単体販売や業務仕様での販売商品もございます。お気軽にお問い合わせくださいませ。

販売店